

PTFE Suture

Painless and Advanced Tissue Healing

Little or no package memory
Soft handling, and knots securely
Biologically inert
Monofilament-Doesn't wick bacteria



“Minimal Pain,
Sharp & Strong Needle PTFE
(PFOA Free)”

製造販売元

株式会社ジオメディ 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-7-22 ブックローン福岡ビル 7F
☎ 092-409-4050 📠 092-409-4051 🌐 <http://www.geomedi.co.jp>

Geo
GeoMedi

Botex®
PTFE(PFOA Free)Suture

販売元

京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501 Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983


<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

【バイオテックス】 医療機器認証番号 : 229AKBZI00035000

医療用品 (02) 縫合糸

指定高度管理医療機器 ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 17467000

Biotex の特徴



●100% 医療用のグレード d-PTFE を使用

...生物学的に不活性で生体適合性が高い

●モノフィラメント素材

...細菌が付きづらい

●柔らかな素材

...患者にやさしい

...最小限の軟組織の反応

...低刺激性

●包装から取り出す際に絡まらない

...優れた操作性と結び目を保障

●引っ張り強度の維持





...縫合部位を確実に閉じた状態に保つ

●取扱い方に優れている


...結紮と抜糸が容易である

●創傷感染率が低い


...創傷感染において編組縫合糸よりも高い安全性を持つ



最小限の軟組織の反応




スリムカットの逆三角の縫合針



- ☑ スリムカット針は軟組織の穿刺表面を最小限に抑える
- ☑ 周囲の軟組織への損傷を最小限に抑える

Biotex の独特な包装



タブの先端にわずかな圧をかけた後、リテンションクリップから縫合針を容易に取り出すことができる

リテンションクリップ

- 縫合針が定位置から動かないように設計
- 縫合針を安全かつ容易に取り出し可能

丈夫で柔軟な透明カバー

- 縫合糸の保護およびクリアな視認性



タブ

- タブを下へ押すことでリテンションクリップから縫合針を持針器で容易に掴んで取り出すことが可能

陸上トラック形状

- 縫合糸が絡まらないように設計
- 縫合糸の取り出しが容易
- キズを減らし、針穿刺損傷を防止

