


Product Line Up

■ 寸法



(単位:mm)

高さ:H	12※・14・16※・18・20・25※
直径:D	98.5

※受注生産となります。詳細・納期につきましては弊社までお問い合わせください。

■ 商品ラインナップ (標準品)

LT (ロートランス)

	商品No	商品名	希望小売価格
ホワイト	BCDM17691	ZRF2 W-14	¥ 26,000
	BCDM17693	ZRF2 W-18	¥ 30,000
	BCDM17694	ZRF2 W-20	¥ 32,000
単色 A1	BCDM17697	ZRF2 A1-14	¥ 30,000
	BCDM17699	ZRF2 A1-18	¥ 34,000
	BCDM17700	ZRF2 A1-20	¥ 36,000
単色 A2	BCDM17703	ZRF2 A2-14	¥ 30,000
	BCDM17705	ZRF2 A2-18	¥ 34,000
	BCDM17706	ZRF2 A2-20	¥ 36,000
単色 A3	BCDM17709	ZRF2 A3-14	¥ 30,000
	BCDM17711	ZRF2 A3-18	¥ 34,000
	BCDM17712	ZRF2 A3-20	¥ 36,000
単色 A3.5	BCDM17715	ZRF2 A3.5-14	¥ 30,000
	BCDM17717	ZRF2 A3.5-18	¥ 34,000
	BCDM17718	ZRF2 A3.5-20	¥ 36,000

GMT (ミディアムトランス)

	商品No	商品名	希望小売価格
5層グラデーションA1	BCDM17721	ZRF2 GMT-A1-14	¥ 35,000
	BCDM17723	ZRF2 GMT-A1-18	¥ 41,000
	BCDM17724	ZRF2 GMT-A1-20	¥ 44,000
5層グラデーションA2	BCDM17727	ZRF2 GMT-A2-14	¥ 35,000
	BCDM17729	ZRF2 GMT-A2-18	¥ 41,000
	BCDM17730	ZRF2 GMT-A2-20	¥ 44,000
5層グラデーションA3	BCDM17733	ZRF2 GMT-A3-14	¥ 35,000
	BCDM17735	ZRF2 GMT-A3-18	¥ 41,000
	BCDM17736	ZRF2 GMT-A3-20	¥ 44,000
5層グラデーションA3.5	BCDM17739	ZRF2 GMT-A3.5-14	¥ 35,000
	BCDM17741	ZRF2 GMT-A3.5-18	¥ 41,000
	BCDM17742	ZRF2 GMT-A3.5-20	¥ 44,000

GHT (ハイトランス)

	商品No	商品名	希望小売価格
5層グラデーションA1	BCDM17745	ZRF2 GHT-A1-14	¥ 35,000
	BCDM17747	ZRF2 GHT-A1-18	¥ 41,000
	BCDM17748	ZRF2 GHT-A1-20	¥ 44,000
5層グラデーションA2	BCDM17751	ZRF2 GHT-A2-14	¥ 35,000
	BCDM17753	ZRF2 GHT-A2-18	¥ 41,000
	BCDM17754	ZRF2 GHT-A2-20	¥ 44,000
5層グラデーションA3	BCDM17757	ZRF2 GHT-A3-14	¥ 35,000
	BCDM17759	ZRF2 GHT-A3-18	¥ 41,000
	BCDM17760	ZRF2 GHT-A3-20	¥ 44,000
5層グラデーションA3.5	BCDM17763	ZRF2 GHT-A3.5-14	¥ 35,000
	BCDM17765	ZRF2 GHT-A3.5-18	¥ 41,000
	BCDM17766	ZRF2 GHT-A3.5-20	¥ 44,000

※詳細・納期につきましては弊社までお問い合わせください。



販売名：ジレストファイン2
 分類：管理医療機器
 一般的名称：歯科切削加工用セラミックス
 認証番号：228AFBZX00142A01
 クラス分類：II

「ZiREST」は京セラ株式会社の登録商標です。



発売元
京セラ株式会社
メディカル事業部

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
 Tel: 075-778-1982 Fax: 075-778-1983

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I-Sビル 〒140-8810 Tel: 03-5782-7018 Fax: 03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel: 011-555-3288 Fax: 011-281-6525
 名古屋営業所 名古屋市東区葵3丁目15-31 (住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004 Tel: 052-930-1480 Fax: 052-938-1388
 大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157
 岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826 Tel: 086-803-3625 Fax: 086-225-2289
 九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト7F) 〒812-0013 Tel: 092-452-8148 Fax: 092-452-8177

製造販売元 **株式会社 カム・ネット** 〒578-0903 東大阪市今米1-17-12 TEL: 072-966-4180 FAX: 072-963-4182

*カタログ記載の商品および色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。
 *表示価格は税抜価格です。

当パンフレットに記載の情報は2018年12月時点のものです。
 当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。

©2018 KYOCERA Corporation
 180831T [D-132-1] 015663G



ZiREST®





3種類の製品カテゴリー

3つの製品カテゴリーからディスクを選択することで前歯修復からブリッジ修復まで幅広い症例に対応することができます。強度が必要な症例、透過性が必要な症例等製作する補綴物の要求事項に合わせて最適なディスクを選択していただけます。

	ラミネートベニア インレー・アンレー	前歯クラウン	白歯クラウン	3本ブリッジ	ロングスパン ブリッジ	フレーム
GHT	最適	最適	最適	最適	最適	最適
GMT	非推奨	最適	最適	最適	最適	非推奨
LT	非推奨	非推奨	最適	最適	最適	最適
LT ホワイト	非推奨	非推奨	非推奨	非推奨	非推奨	最適


■ 最適 ■ 使用可 □ 非推奨

カラーバリエーション

A系統中心のカラーバリエーションに加え、LT(ロートランスタイプ) ディスクにはホワイトもラインナップされています。

シールド カテゴリ	A1	A2	A3	A3.5	ホワイト
GHT					
GMT					
LT					

透過率(%)




5層のグラデーションディスク

5層のグラデーションを有したディスクをラインナップに加え、より自然感のある補綴物を最小限の作業で製作することが可能です。

色調ギャップの少ない滑らかなグラデーションを有しています。

※グラデーションディスクはGHT(ハイトランスタイプ)とGMT(ミディアムトランスタイプ)になります。



物理特性

	GHT	GMT	LT
焼成温度(°C)	1450	1450	1450
密度(g/cm³)	6.04	6.07	6.08
ビッカース硬さ(HV)	1470	1470	1470
曲げ強度(MPa)	700	980	1250

焼成スケジュール

