





EXTERNAL IMPLANT SYSTEM





SWITCH ON EMINEO

「EMINENT(優れた)」、「OPERATION(操作性)」の実現を目指し開発されたデンタルインプラント EMINEO。

先生方にとって「使い勝手のよいカタチ」をコンセプトに機能性、有用性の向上を追求しました。


インプラント径 ϕ 3.3mm～ ϕ 6.0mm、ナロー(ϕ 3.5mm)・レギュラー(ϕ 4.1mm)・ワイド(ϕ 5.1mm)のプラットフォームに

骨内長7～15mm まで27種類をラインナップし、さまざまな臨床ケースに対応。

初期埋入の安定性や埋入効率の向上など、ユーザビリティを考慮したフィクスチャーボディとエクスターナルHEXデザイン。

EMINEOが提供する「EMINENT OPERATION」をぜひ体感してください。

Fixture Line-up ラインナップ (全27種 Fixture + Cover Cap)

	NP (Narrow Platform)			RP (Regular Platform)		WP (Wide Platform)		
								
インプラント径	ϕ 3.3mm	ϕ 3.75mm	ϕ 4.0mm	ϕ 5.0mm	ϕ 6.0mm			
骨内長	--	7mm		7mm	7mm			
	8.5mm	8.5mm		8.5mm	8.5mm			
	10mm	10mm		10mm	10mm			
	11.5mm	11.5mm		11.5mm	11.5mm			
	13mm	13mm		13mm	--			
	15mm	15mm		15mm	--			
プラットフォーム径	ϕ 3.5mm	ϕ 4.1mm		ϕ 5.1mm				
HEX2面幅	2.4mm	2.7mm		3.4mm				
HEX高	0.7mm	0.7mm		0.7mm				
内スクリュー規格	M 1.6mm/ ピッチ 0.35mm	M 2.0mm/ ピッチ 0.4mm		M 2.5mm/ ピッチ 0.45mm				

Superstructure 上部構造 (Abutment+Screw)

・フィクスチャー
・カバーキャップ


・ヒーリングAB
・テンポラリーAB

・ポストAB
・アングルAB 15°
・アングルAB25°
・カントウアAB

[技工用部品] プラスチックコネクター(ST)(R)



「EMINEO」は京セラ株式会社の登録商標です。



※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
■ 無断転載、複写



京セラ株式会社

メディカル事業部

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501
Tel: 075-778-1982 Fax: 075-778-1983

当パンフレットに記載の情報は2021年11月時点のものです。
当パンフレットについては、無断で複製、転載することを禁じます。

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>



東京事業所	東京都品川区東品川3丁目32-42 I・Sビル 〒140-8810	Tel: 03-5782-7006	Fax: 03-5782-8515
大阪事業所	大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003	Tel: 06-6350-1017	Fax: 06-6350-8157
札幌営業所	札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001	Tel: 011-280-6020	Fax: 011-281-6525
名古屋営業所	名古屋市東区葵3丁目15-31 (住友生命千種ニュータワービル6F) 〒461-0004	Tel: 052-930-1481	Fax: 052-938-1377
岡山営業所	岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826	Tel: 086-803-3620	Fax: 086-225-2289
九州営業所	福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト7F) 〒812-0013	Tel: 092-452-8140	Fax: 092-452-8177

© 2021 KYOCERA Corporation
211101T D-021-4 014670