

**FINESIA[®]****Relios & HA****1 Piece****PRODUCT LIST**

プロダクトリスト

FINESIA

1Piece

	Diameter 直径	(単位:mm)				
	Diameter 直径	Φ3.2 Φ3.4 Φ3.7 Φ4.2 Φ4.7				
	Height ポスト部高さ	7 (S) 9 (M) 11 (L)				
	Tip Type 先端形状	Tapered type (TP) or Straight type (ST)				
	Surface 表面処理	BE (ブラスト&酸エッチング) or HA (HAコーティング)				
Length 骨内長		6.0 8.0 10.0 12.0 14.0				

ブラスト&酸エッチング FINESIA Relios

Diameter (直径)		Φ 3.2			Φ 3.4			Φ 3.7			Φ 4.2			Φ 4.7		
Height (ポスト部高さ)		S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11
Length (骨内長) / Tip Type (先端形状)	6.0	ST	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	8.0	TP	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	14.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

HA コーティング FINESIA


Diameter (直径)		Φ 3.4			Φ 3.7			Φ 4.2			Φ 4.7		
Height (ポスト部高さ)		S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11	S 7	M 9	L 11
Length (骨内長) / Tip Type (先端形状)	6.0	TP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	8.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	10.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	12.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	14.0	TP	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●*
		ST	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●

※在庫限り

インプラント

1P BE TP

Tapered type



Diameter		$\phi 3.2$		単位:mm
Length	H	商品名	商品コード	
10.0	7.0	F1P-BE-32-10TP-S	BCD018346	
	9.0	F1P-BE-32-10TP-M	BCD018347	
	11.0	F1P-BE-32-10TP-L	BCD018348	

12.0	7.0	F1P-BE-32-12TP-S	BCD018349	
	9.0	F1P-BE-32-12TP-M	BCD018350	
	11.0	F1P-BE-32-12TP-L	BCD018351	

14.0	7.0	F1P-BE-32-14TP-S	BCD018352	
	9.0	F1P-BE-32-14TP-M	BCD018353	
	11.0	F1P-BE-32-14TP-L	BCD018354	

Diameter		$\phi 3.4$		単位:mm
Length	H	商品名	商品コード	
8.0	7.0	F1P-BE-34-8TP-S	BCD018355	
	9.0	F1P-BE-34-8TP-M	BCD018356	
	11.0	F1P-BE-34-8TP-L	BCD018357	

10.0	7.0	F1P-BE-34-10TP-S	BCD018358	
	9.0	F1P-BE-34-10TP-M	BCD018359	
	11.0	F1P-BE-34-10TP-L	BCD018360	


12.0	7.0	F1P-BE-34-12TP-S	BCD018361	
	9.0	F1P-BE-34-12TP-M	BCD018362	
	11.0	F1P-BE-34-12TP-L	BCD018363	

14.0	7.0	F1P-BE-34-14TP-S	BCD018364	
	9.0	F1P-BE-34-14TP-M	BCD018365	
	11.0	F1P-BE-34-14TP-L	BCD018366	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 **BE**
Blast & Etching
(ブラスト&酸エッチング)



IP BE TP

Tapered type

Diameter		$\phi 3.7$		単位:mm
Length	H	商品名	商品コード	
8.0	7.0	F1P-BE-37-8TP-S	BCD018370	
	9.0	F1P-BE-37-8TP-M	BCD018371	
	11.0	F1P-BE-37-8TP-L	BCD018372	

10.0	7.0	F1P-BE-37-10TP-S	BCD018373	
	9.0	F1P-BE-37-10TP-M	BCD018374	
	11.0	F1P-BE-37-10TP-L	BCD018375	

12.0	7.0	F1P-BE-37-12TP-S	BCD018376	
	9.0	F1P-BE-37-12TP-M	BCD018377	
	11.0	F1P-BE-37-12TP-L	BCD018378	

14.0	7.0	F1P-BE-37-14TP-S	BCD018379	
	9.0	F1P-BE-37-14TP-M	BCD018380	
	11.0	F1P-BE-37-14TP-L	BCD018381	

Diameter		$\phi 4.2$		単位:mm
Length	H	商品名	商品コード	
8.0	7.0	F1P-BE-42-8TP-S	BCD018385	
	9.0	F1P-BE-42-8TP-M	BCD018386	
	11.0	F1P-BE-42-8TP-L	BCD018387	

10.0	7.0	F1P-BE-42-10TP-S	BCD018388	
	9.0	F1P-BE-42-10TP-M	BCD018389	
	11.0	F1P-BE-42-10TP-L	BCD018390	

12.0	7.0	F1P-BE-42-12TP-S	BCD018391	
	9.0	F1P-BE-42-12TP-M	BCD018392	
	11.0	F1P-BE-42-12TP-L	BCD018393	

14.0	7.0	F1P-BE-42-14TP-S	BCD018394	
	9.0	F1P-BE-42-14TP-M	BCD018395	
	11.0	F1P-BE-42-14TP-L	BCD018396	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)




表面処理 BE
Blast & Etching
(ブラスト&酸エッチング)

BE

HA

インスツルメント

FINESIA Relios 1P



1P BE TP


Tapered type

Diameter		$\phi 4.7$		単位:mm
Length	H	商品名	商品コード	
8.0	7.0	F1P-BE-47-8TP-S	BCD018400	
	9.0	F1P-BE-47-8TP-M	BCD018401	
	11.0	F1P-BE-47-8TP-L	BCD018402	
10.0	7.0	F1P-BE-47-10TP-S	BCD018403	
	9.0	F1P-BE-47-10TP-M	BCD018404	
	11.0	F1P-BE-47-10TP-L	BCD018405	
12.0	7.0	F1P-BE-47-12TP-S	BCD018406	
	9.0	F1P-BE-47-12TP-M	BCD018407	
	11.0	F1P-BE-47-12TP-L	BCD018408	
14.0	7.0	F1P-BE-47-14TP-S	BCD018409	
	9.0	F1P-BE-47-14TP-M	BCD018410	
	11.0	F1P-BE-47-14TP-L	BCD018411	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 **BE**
Blast & Etching
(ブラスト&酸エッチング)



1P BE ST

Straight type

Diameter ϕ 3.7 単位:mm			
Length	H	商品名	商品コード
6.0	7.0	F1P-BE-37-6ST-S	BCD018301
	9.0	F1P-BE-37-6ST-M	BCD018302
	11.0	F1P-BE-37-6ST-L	BCD018303

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

Diameter ϕ 4.2 単位:mm			
Length	H	商品名	商品コード
6.0	7.0	F1P-BE-42-6ST-S	BCD018316
	9.0	F1P-BE-42-6ST-M	BCD018317
	11.0	F1P-BE-42-6ST-L	BCD018318

Diameter = (直径) Length = (骨内長)

Diameter ϕ 4.7 単位:mm			
Length	H	商品名	商品コード
6.0	7.0	F1P-BE-47-6ST-S	BCD018331
	9.0	F1P-BE-47-6ST-M	BCD018332
	11.0	F1P-BE-47-6ST-L	BCD018333

Diameter = (直径) Length = (骨内長)




表面処理 BE
Blast & Etching
(プラスト&酸エッチング)

インプラント

1P HA TP

Tapered type



Diameter		$\phi 3.4$			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-34-8TP-S	BCD014380	
		9.0	F1P-HA-34-8TP-M	BCD014381	
		11.0	F1P-HA-34-8TP-L	BCD014382	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-34-10TP-S	BCD014383	
		9.0	F1P-HA-34-10TP-M	BCD014384	
		11.0	F1P-HA-34-10TP-L	BCD014385	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-34-12TP-S	BCD014386	
		9.0	F1P-HA-34-12TP-M	BCD014387	
		11.0	F1P-HA-34-12TP-L	BCD014388	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-34-14TP-S	BCD014389	
		9.0	F1P-HA-34-14TP-M	BCD014390	
		11.0	F1P-HA-34-14TP-L	BCD014391	

Diameter		$\phi 3.7$			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-37-8TP-S	BCD014403	
		9.0	F1P-HA-37-8TP-M	BCD014404	
		11.0	F1P-HA-37-8TP-L	BCD014405	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-37-10TP-S	BCD014406	
		9.0	F1P-HA-37-10TP-M	BCD014407	
		11.0	F1P-HA-37-10TP-L	BCD014408	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-37-12TP-S	BCD014409	
		9.0	F1P-HA-37-12TP-M	BCD014410	
		11.0	F1P-HA-37-12TP-L	BCD014411	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-37-14TP-S	BCD014412	
		9.0	F1P-HA-37-14TP-M	BCD014413	
		11.0	F1P-HA-37-14TP-L	BCD014414	


Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite
(ハイドロキシアパタイト)

1P HA TP

Tapered type




Diameter		φ 4.2			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-42-8TP-S	BCD014423	
		9.0	F1P-HA-42-8TP-M	BCD014424	
		11.0	F1P-HA-42-8TP-L	BCD014425	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-42-10TP-S	BCD014426	
		9.0	F1P-HA-42-10TP-M	BCD014427	
		11.0	F1P-HA-42-10TP-L	BCD014428	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-42-12TP-S	BCD014429	
		9.0	F1P-HA-42-12TP-M	BCD014430	
		11.0	F1P-HA-42-12TP-L	BCD014431	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-42-14TP-S	BCD014432	
		9.0	F1P-HA-42-14TP-M	BCD014433	
		11.0	F1P-HA-42-14TP-L	BCD014434	

Diameter		φ 4.7			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-47-8TP-S	BCD014443	
		9.0	F1P-HA-47-8TP-M	BCD014444	
		11.0	F1P-HA-47-8TP-L	BCD014445	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-47-10TP-S	BCD014446	
		9.0	F1P-HA-47-10TP-M	BCD014447	
		11.0	F1P-HA-47-10TP-L	BCD014448	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-47-12TP-S	BCD014449	
		9.0	F1P-HA-47-12TP-M	BCD014450	
		11.0	F1P-HA-47-12TP-L	BCD014451	
14.0	12.0	11.0	F1P-HA-47-14TP-L	BCD014454※	

Diameter = (直径) Length = (骨内長) ※在庫限り



表面处理 HA
Hydroxyapatite
(ハイドロキシアパタイト)



1P HA ST

Straight type

Diameter		φ 3.7			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-37-6ST-S	BCD014300	
		9.0	F1P-HA-37-6ST-M	BCD014301	
		11.0	F1P-HA-37-6ST-L	BCD014302	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-37-8ST-S	BCD014303	
		9.0	F1P-HA-37-8ST-M	BCD014304	
		11.0	F1P-HA-37-8ST-L	BCD014305	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-37-10ST-S	BCD014306	
		9.0	F1P-HA-37-10ST-M	BCD014307	
		11.0	F1P-HA-37-10ST-L	BCD014308	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-37-12ST-S	BCD014309	
		9.0	F1P-HA-37-12ST-M	BCD014310	
		11.0	F1P-HA-37-12ST-L	BCD014311	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-37-14ST-S	BCD014312	
		9.0	F1P-HA-37-14ST-M	BCD014313	
		11.0	F1P-HA-37-14ST-L	BCD014314	


Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite
(ハイドロキシアパタイト)

1P HA ST

Straight type




Diameter		$\phi 4.2$			単位: mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-42-6ST-S	BCD014320	
		9.0	F1P-HA-42-6ST-M	BCD014321	
		11.0	F1P-HA-42-6ST-L	BCD014322	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-42-8ST-S	BCD014323	
		9.0	F1P-HA-42-8ST-M	BCD014324	
		11.0	F1P-HA-42-8ST-L	BCD014325	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-42-10ST-S	BCD014326	
		9.0	F1P-HA-42-10ST-M	BCD014327	
		11.0	F1P-HA-42-10ST-L	BCD014328	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-42-12ST-S	BCD014329	
		9.0	F1P-HA-42-12ST-M	BCD014330	
		11.0	F1P-HA-42-12ST-L	BCD014331	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-42-14ST-S	BCD014332	
		9.0	F1P-HA-42-14ST-M	BCD014333	
		11.0	F1P-HA-42-14ST-L	BCD014334	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面処理 **HA**
Hydroxyapatite
(ハイドロキシアパタイト)



1P HA ST

Straight type

Diameter		φ 4.7			単位:mm
Length	HA	H	商品名	商品コード	
6.0	4.0	7.0	F1P-HA-47-6ST-S	BCD014338	
		9.0	F1P-HA-47-6ST-M	BCD014339	
		11.0	F1P-HA-47-6ST-L	BCD014340	
8.0	6.0	7.0	F1P-HA-47-8ST-S	BCD014341	
		9.0	F1P-HA-47-8ST-M	BCD014342	
		11.0	F1P-HA-47-8ST-L	BCD014343	
10.0	8.0	7.0	F1P-HA-47-10ST-S	BCD014344	
		9.0	F1P-HA-47-10ST-M	BCD014345	
		11.0	F1P-HA-47-10ST-L	BCD014346	
12.0	10.0	7.0	F1P-HA-47-12ST-S	BCD014347	
		9.0	F1P-HA-47-12ST-M	BCD014348	
		11.0	F1P-HA-47-12ST-L	BCD014349	
14.0	12.0	7.0	F1P-HA-47-14ST-S	BCD014350	
		9.0	F1P-HA-47-14ST-M	BCD014351	
		11.0	F1P-HA-47-14ST-L	BCD014352	

Diameter = (直径) Length = (骨内長)



表面处理 **HA**
Hydroxyapatite
(ハイドロキシアパタイト)

FINESIA
FINESIA Relios

インスツルメント


インスツルメント

マーキングバー

インプラント体の植立予定位置にマーキングします。

商品名	商品コード
MARKING BUR-M	BCDI11001

単位:mm




パイロットドリル 16

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0		PILOT DRL16-S	BCDI11002
38.5	22.0	●	PILOT DRL16-M	BCDI11003

単位:mm




パイロットドリル ストッパー 16

パイロットドリル 16 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER16-5	BCDI11010
6.0		PD STOPPER16-6	BCDI11011
7.0		PD STOPPER16-7	BCDI11012
8.0		PD STOPPER16-8	BCDI11013
9.0	●	PD STOPPER16-9	BCDI11014
10.0		PD STOPPER16-10	BCDI11015
11.0		PD STOPPER16-11	BCDI11016
12.0		PD STOPPER16-12	BCDI11017

(1個入)

単位:mm




トライアルピン

形成したパイロットホールの深さ及び方向を確認します。

L	商品名	商品コード
18.8	TRIAL PIN16-S	BCDI11140
24.8	TRIAL PIN16-M	BCDI11141

単位:mm




パイロットドリル 22

パイロットホールを形成します。

L1	L2	カラーコード	商品名	商品コード
34.5	18.0	●	PILOT DRL22-S	BCDI11004
38.5	22.0	●	PILOT DRL22-M	BCDI11005

単位:mm




パイロットドリル ストッパー 22

パイロットドリル 22 に装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		PD STOPPER22-5	BCDI11018
6.0		PD STOPPER22-6	BCDI11019
7.0		PD STOPPER22-7	BCDI11020
8.0	●	PD STOPPER22-8	BCDI11021
9.0		PD STOPPER22-9	BCDI11022
10.0		PD STOPPER22-10	BCDI11023
11.0		PD STOPPER22-11	BCDI11024
12.0		PD STOPPER22-12	BCDI11025

(1個入)

単位:mm





ファイナルドリル TP

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7		FINAL DRL30-TP-S-NN FINAL DRL30-TP-M-NN	BCDI11524 BCDI11525
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.9		FINAL DRL32-TP-S-NN FINAL DRL32-TP-M-NN	BCDI11526 BCDI11527
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1		FINAL DRL34-TP-S-NN FINAL DRL34-TP-M-NN	BCDI11528 BCDI11529
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4		FINAL DRL37-TP-S-NN FINAL DRL37-TP-M-NN	BCDI11530 BCDI11531
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9		FINAL DRL42-TP-S-NN FINAL DRL42-TP-M-NN	BCDI11532 BCDI11533
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4		FINAL DRL47-TP-S-NN FINAL DRL47-TP-M-NN	BCDI11534 BCDI11535

単位:mm




ファイナルドリル ST

パイロットホール形成後、インプラント窩を順次拡大し、最終形状に形成します。

L1	L2	W	カラーコード	商品名	商品コード
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	2.7	●	FINAL DRL30-ST-S-NN FINAL DRL30-ST-M-NN	BCDI11510 BCDI11511
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.1	●	FINAL DRL34-ST-S-NN FINAL DRL34-ST-M-NN	BCDI11514 BCDI11515
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.4	●	FINAL DRL37-ST-S-NN FINAL DRL37-ST-M-NN	BCDI11516 BCDI11517
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	3.9	●	FINAL DRL42-ST-S-NN FINAL DRL42-ST-M-NN	BCDI11518 BCDI11519
S:34.4 M:38.4	S:18.0 M:22.0	4.4	●	FINAL DRL47-ST-S-NN FINAL DRL47-ST-M-NN	BCDI11520 BCDI11521







単位:mm



ファイナルドリル ストッパー

ファイナルドリルに装着してインプラント窩の深さを調整します。

L	カラーコード	商品名	商品コード
5.0		FD STOPPER30-5	BCDI11080
6.0		FD STOPPER30-6	BCDI11081
7.0		FD STOPPER30-7	BCDI11082
8.0		FD STOPPER30-8	BCDI11083
9.0		FD STOPPER30-9	BCDI11084
10.0		FD STOPPER30-10	BCDI11085
11.0		FD STOPPER30-11	BCDI11086
12.0		FD STOPPER30-12	BCDI11087
5.0		FD STOPPER32-5	BCDI11088
6.0		FD STOPPER32-6	BCDI11089
7.0		FD STOPPER32-7	BCDI11090
8.0		FD STOPPER32-8	BCDI11091
9.0		FD STOPPER32-9	BCDI11092
10.0		FD STOPPER32-10	BCDI11093
11.0		FD STOPPER32-11	BCDI11094
12.0		FD STOPPER32-12	BCDI11095
5.0		FD STOPPER34-5	BCDI11096
6.0		FD STOPPER34-6	BCDI11097
7.0		FD STOPPER34-7	BCDI11098
8.0		FD STOPPER34-8	BCDI11099
9.0		FD STOPPER34-9	BCDI11100
10.0		FD STOPPER34-10	BCDI11101
11.0		FD STOPPER34-11	BCDI11102
12.0		FD STOPPER34-12	BCDI11103
5.0		FD STOPPER37-5	BCDI11104
6.0		FD STOPPER37-6	BCDI11105
7.0		FD STOPPER37-7	BCDI11106
8.0		FD STOPPER37-8	BCDI11107
9.0		FD STOPPER37-9	BCDI11108
10.0		FD STOPPER37-10	BCDI11109
11.0		FD STOPPER37-11	BCDI11110
12.0		FD STOPPER37-12	BCDI11111
5.0		FD STOPPER42-5	BCDI11112
6.0		FD STOPPER42-6	BCDI11113
7.0		FD STOPPER42-7	BCDI11114
8.0		FD STOPPER42-8	BCDI11115
9.0		FD STOPPER42-9	BCDI11116
10.0		FD STOPPER42-10	BCDI11117
11.0		FD STOPPER42-11	BCDI11118
12.0		FD STOPPER42-12	BCDI11119
5.0		FD STOPPER47-5	BCDI11120
6.0		FD STOPPER47-6	BCDI11121
7.0		FD STOPPER47-7	BCDI11122
8.0		FD STOPPER47-8	BCDI11123
9.0		FD STOPPER47-9	BCDI11124
10.0		FD STOPPER47-10	BCDI11125
11.0		FD STOPPER47-11	BCDI11126
12.0		FD STOPPER47-12	BCDI11127



(1個入)


単位:mm

トライアルガイド TP

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
1.0	TRIAL GUIDE-TP-32	BCDI11151
	TRIAL GUIDE-TP-34	BCDI11152
0.9	TRIAL GUIDE-TP-37	BCDI11153
	TRIAL GUIDE-TP-42	BCDI11154
	TRIAL GUIDE-TP-47	BCDI11155

単位:mm




トライアルガイド ST

最終形成されたインプラント窩を試適します。

L	商品名	商品コード
0.8	TRIAL GUIDE-ST-37	BCDI11163
	TRIAL GUIDE-ST-42	BCDI11164
	TRIAL GUIDE-ST-47	BCDI11165

単位:mm




タップフォーマー TP

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
3.1	TAP FORMER-TP-32	BCDI11181
3.3	TAP FORMER-TP-34	BCDI11182
3.6	TAP FORMER-TP-37	BCDI11183
4.1	TAP FORMER-TP-42	BCDI11184
4.6	TAP FORMER-TP-47	BCDI11185

単位:mm




タップフォーマー ST

骨質の硬い場合、インプラント径に応じタップを形成します。

W	商品名	商品コード
3.6	TAP FORMER-ST-37	BCDI11193
4.1	TAP FORMER-ST-42	BCDI11194
4.6	TAP FORMER-ST-47	BCDI11195

単位:mm




ドリルエクステンダー

コントラハンドピースに装着する器具に対して、隣在歯等が障害となった場合あるいは部位により高径が不足となった場合に装着して使用します。

商品名	商品コード
DRL EXTENDER	BCDI11235

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー CH

コントラハンドピースまたは CHアダプタに装着し使用します。
インプラント体の運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
16.0	HEXALO DRIVER-XS-CH	BCDI11240
20.0	HEXALO DRIVER-S-CH	BCDI11241
24.0	HEXALO DRIVER-M-CH	BCDI11242
28.0	HEXALO DRIVER-L-CH	BCDI11243

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー SH

インプラント体の運搬と初期締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.0	HEXALO DRIVER-XS-SH	BCDI11244
8.0	HEXALO DRIVER-S-SH	BCDI11245
12.0	HEXALO DRIVER-M-SH	BCDI11246
16.0	HEXALO DRIVER-L-SH	BCDI11247

単位:mm




ヘキサロビューラドライバー WH

DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着し使用します。
インプラント体の運搬締結に使用します。

L	商品名	商品コード
4.5	HEXALO DRIVER-XS-WH	BCDI11248
6.5	HEXALO DRIVER-S-WH	BCDI11249
8.5	HEXALO DRIVER-M-WH	BCDI11250
12.5	HEXALO DRIVER-L-WH	BCDI11251

単位:mm




ドライバー

1Pインプラント体の最終埋入に使用します。

W	商品名	商品コード
4.8	F1P-I DRIVER-32	BCDI11331
5.0	F1P-I DRIVER-34	BCDI11332
5.3	F1P-I DRIVER-37	BCDI11333
5.8	F1P-I DRIVER-42	BCDI11334
6.3	F1P-I DRIVER-47	BCDI11335

単位:mm




トルクレンチ

DAアダプタまたはCHアダプタまたはFDアダプタを装着してインプラント体の埋入に使用します。
インプラント体埋入時のトルクが確認できます。

商品名	商品コード
TORQUEWRENCH	BCDI11286

単位:mm




FD アダプタ

トルクレンチを装着し使用します。

商品名	商品コード
FD ADAPTER	BCDI11289

単位:mm




DA アダプタ

トルクレンチ、各種ドライバーWHを装着し使用します。

商品名	商品コード
DA ADAPTER	BCDI11287

単位:mm




※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。

CH アダプタ

トルクレンチ、ヘキサロドライバーCH、
フレックスドライバーCHを装着し使用します。

商品名	商品コード
CH ADAPTER	BCDI11288

単位:mm





トルクレンチセット

トルクレンチ本体、DAアダプタのセットです。

商品名	商品コード
TORQUE WRENCH SET	BCDI11290

単位:mm

※ドライバーホルダーCリングが別途必要になります。




ドライバーホルダー

ヘキサロドライバーWH、BLインプラントドライバーWHに装着し使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER	BCDI11295

単位:mm




ドライバーエクステンダー

インプラント体の植立、埋入時に隣在歯等が障害となった場合、
DAアダプタまたはドライバーホルダーに装着して高径を確保します。

商品名	商品コード
DRIVER EXTENDER	BCDI11296

単位:mm




ドライバーホルダー C

コントラハンドピースに装着してインプラント体の埋入に使用します。

H	商品名	商品コード
21.1	DRIVER HOLDER C-S	BCDI11275
29.1	DRIVER HOLDER C-L	BCDI11276

(ドライバーホルダーCリング10個入)

単位:mm



ドライバーホルダー C リング

ドライバーホルダーCに装着して使用します。

商品名	商品コード
DRIVER HOLDER C RING	BCDI11277

(30個入)

単位:mm



サージカルケース

STあるいはTPのBL、TL、1Pのインストゥルメントが収納できます。

商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE	BCDI12000



サージカルケース S

使用頻度の高いインストゥルメントを選択して収納できます。

商品名	商品コード
F-SURGICAL CASE-S	BCDI12001



ストッパーケース

ストッパー全サイズが収納でき、サイズを選択と装着が容易になります。

商品名	商品コード
F-STOPPER CASE	BCDI12002



ストッパーピックアップ

ファイナルドリルストッパーを把持し、運搬する際に使用します。

商品名	商品コード
F-STOPPER PICK UP	BCDI12005



本プロダクトリストに記載されている製品は、下記の医療機器承認／届出番号を取得しています。

販売名	一般的名称	承認 / 認証 / 届出番号	クラス分類
FINESIA 1P フィクスチャー BE	歯科用骨内インプラント材	30500BZX00111000	III
F I N E S I A 1P フィクスチャー ファイナフィックス	歯科用骨内インプラント材	22700BZX00253000	III
F I N E S I A 1P フィクスチャー ファイナタイト	歯科用骨内インプラント材	22700BZX00270000	III
FINESIA インプラント用手術器具	歯科用インプラント手術器具	26B1X10012101122	I
歯科用トルクレンチ	手術用レンチ	26B1X10012108103	I
ドライバーホルダーC	ドライバ及び拔出器	26B1X10012106106	I

製造販売元：京セラメディカル株式会社


NOTES

京セラメディカル株式会社

https://www.kyocera-medical.co.jp

本 社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

- 札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3 (札幌MNビル10F) 〒060-0001
Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525
- 東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号 (住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
- 名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17 (KDX桜通ビル8F) 〒460-0002
Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560
(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。
- 大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31 (上村ニッセイビル9F) 〒532-0003
Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157
- 岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16 (あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826
Tel:086-803-3625 Fax:075-778-1983
(注) 岡山営業所のFAXは、本社が窓口となります。
- 九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35 (博多プライムイースト6F) 〒812-0013
Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177



www.finesia.world

■禁無断転載、複写

「FINESIA」「Relios」は、京セラメディカル株式会社の登録商標です。

当カタログに記載の情報は2026年9月時点のものです。
当カタログについては、無断で複製、転載することを禁じます。