



ボール径(内径)はφ26mmです。

商品No.	品名 (内径-外径)	外径 (mm)
BAMH12-600003	VE デュアルカップ 26-40	40
BAMH12-600004	VE デュアルカップ 26-41	41
BAMH12-600005	VE デュアルカップ 26-42	42
BAMH12-600006	VE デュアルカップ 26-43	43
BAMH12-600007	VE デュアルカップ 26-44	44
BAMH12-600008	VE デュアルカップ 26-45	45
BAMH12-600009	VE デュアルカップ 26-46	46
BAMH12-600010	VE デュアルカップ 26-47	47
BAMH12-600011	VE デュアルカップ 26-48	48
BAMH12-600012	VE デュアルカップ 26-49	49
BAMH12-600013	VE デュアルカップ 26-50	50
BAMH12-600014	VE デュアルカップ 26-51	51
BAMH12-600015	VE デュアルカップ 26-52	52

材質

アウターカップ:Co-Cr-Mo合金

インナーカップ:ビタミンE添加 UHMWPE

一般的名称:人工骨頭

VEデュアルカップ

【医療機器承認番号:23000BZX00115000】

上記以外の外径(φ22-38/39mmおよびφ26-53/54/56/58/60mm)はデュアルカップCLDCSをご使用ください。

VEデュアルカップの使用に関しては、「VEデュアルカップ専用器具の取扱説明書」をご参照ください。

Vitamin E Stabilized
Highly Crosslinked Polyethylene



外径φ38/39mmのボール径(内径)はφ22mm、
外径φ40～60mmのボール径(内径)はφ26mmです。

商品No.	品名 (内径-外径)	外径(mm)
SCLDC2640	DUALCUP 26-40	40
SCLDC2641	DUALCUP 26-41	41
SCLDC2642	DUALCUP 26-42	42
SCLDC2643	DUALCUP 26-43	43
SCLDC2644	DUALCUP 26-44	44
SCLDC2645	DUALCUP 26-45	45
SCLDC2646	DUALCUP 26-46	46
SCLDC2647	DUALCUP 26-47	47
SCLDC2648	DUALCUP 26-48	48
SCLDC2649	DUALCUP 26-49	49
SCLDC2650	DUALCUP 26-50	50
SCLDC2651	DUALCUP 26-51	51
SCLDC2652	DUALCUP 26-52	52
SCLDC2653	DUALCUP 26-53	53
SCLDC2654	DUALCUP 26-54	54

材質

アウターカップ:Co-Cr-Mo合金

インナーカップ:Excellink UHMWPE

一般的名称:人工骨頭

デュアルカップCLDCS

【医療機器承認番号:22600BZX00246000】

上記以外の外径(φ22-38/39mmおよびφ26-56/58/60mm)はオプション品となります。

あらかじめ在庫の有無をお問い合わせください。

デュアルカップCLDCSの使用に関しては、「DUALCUP 専用器具の取扱説明書」をご参照ください。



京セラメディカル株式会社

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450
<https://www.kyocera-medical.co.jp>

製品に関する詳細な情報や領域ごとの最新情報など、会員限定のコンテンツが閲覧できます。また、会員登録が完了してなくてもカタログなどの一部の情報は、「医師」「看護師」「その他医療従事者」から閲覧できます。

詳しくはこちら ▶



2025年10月時点の情報です。
掲載情報を無断で複製、転載することを禁じます。

BCZT29024
251001M [M228-5] 00028
© 2025 KYOCERA Medical Corporation