



SERUM HA

Acetabular Cup System



- 固定力を強化したライナーロック機構
- ライナーにはAquala技術を搭載
- シェルには長期臨床成績のあるPROARC HA

■ SQRUM HA シェル

SQRUM HA シェル クラスターホール



商品 NO.	商品名	外径(mm)	穴数
SQRUM HA-443	SQRUM HA SHELL 44-3H	44	3
SQRUM HA-463	SQRUM HA SHELL 46-3H	46	
SQRUM HA-483	SQRUM HA SHELL 48-3H	48	
SQRUM HA-503	SQRUM HA SHELL 50-3H	50	
SQRUM HA-523	SQRUM HA SHELL 52-3H	52	
SQRUM HA-543	SQRUM HA SHELL 54-3H	54	
SQRUM HA-563	SQRUM HA SHELL 56-3H	56	
SQRUM HA-583	SQRUM HA SHELL 58-3H	58	



SQRUM HA シェル マルチホール

商品 NO.	商品名	外径(mm)	穴数
SQRUM HA-445	SQRUM HA SHELL 44-5H	44	5
SQRUM HA-467	SQRUM HA SHELL 46-7H	46	
SQRUM HA-487	SQRUM HA SHELL 48-7H	48	
SQRUM HA-507	SQRUM HA SHELL 50-7H	50	
SQRUM HA-527	SQRUM HA SHELL 52-7H	52	
SQRUM HA-547	SQRUM HA SHELL 54-7H	54	
SQRUM HA-567	SQRUM HA SHELL 56-7H	56	
SQRUM HA-587	SQRUM HA SHELL 58-7H	58	

* 上記以外のサイズ、及びノンホールについては別途お問い合わせ下さい。
材質は本体はチタン合金(Ti-6Al-4V)、溶射部はCPチタン(Ti)です。

販売名: SQRUM HA シェル 医療機器承認番号: 22500BZX00152000
一般的名称: 人工股関節寛骨臼コンポーネント 高度管理医療機器 (クラスⅢ)

■ チタンスクリュー

商品 NO.	商品名	ネジ山径(mm)	全長(mm)
CMT21515	チタンスクリュー 6.5-15	6.5	15
CMT21520	チタンスクリュー 6.5-20		20
CMT21525	チタンスクリュー 6.5-25		25
CMT21530	チタンスクリュー 6.5-30		30
CMT21535	チタンスクリュー 6.5-35		35

* 上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。
材質はチタン合金(Ti-6Al-4V)です。

販売名: フィジオチタンスクリュー® 医療機器承認番号: 20300BZZ00241000
一般的名称: 体内固定用ネジ 高度管理医療機器 (クラスⅢ)

■ Aquala SQRUM ライナー

Aquala SQRUM ライナー STD (28mm/32mm/36mm/40mm ボール用)



商品 NO.	商品名	内径(mm)	シェル外径(mm)
AQSQ STD-2844	アクアラSQ STD 28-44	28	44
AQSQ STD-2846	アクアラSQ STD 28-46		46
AQSQ STD-2848	アクアラSQ STD 28-48		48
AQSQ STD-2850	アクアラSQ STD 28-50		50
AQSQ STD-2852	アクアラSQ STD 28-52/54		52/54
AQSQ STD-2856	アクアラSQ STD 28-56/58		56/58
AQSQ STD-3248	アクアラSQ STD 32-48	32	48
AQSQ STD-3250	アクアラSQ STD 32-50		50
AQSQ STD-3252	アクアラSQ STD 32-52/54		52/54
AQSQ STD-3256	アクアラSQ STD 32-56/58		56/58
AQSQ STD-3652	アクアラSQ STD 36-52/54	36	52/54
AQSQ STD-3656	アクアラSQ STD 36-56/58		56/58
AQSQ STD-4056	アクアラSQ STD 40-56/58	40	56/58

Aquala SQRUM ライナー MX (28mm/32mm ボール用)

商品 NO.	商品名	内径(mm)リップ	シェル外径(mm)
AQSQ MX-2844	アクアラSQ MX 28-44	28 リップ10°	44
AQSQ MX-2846	アクアラSQ MX 28-46		46
AQSQ MX-2848	アクアラSQ MX 28-48		48
AQSQ MX-2850	アクアラSQ MX 28-50		50
AQSQ MX-2852	アクアラSQ MX 28-52/54		52/54
AQSQ MX-2856	アクアラSQ MX 28-56/58		56/58
AQSQ MX-3248	アクアラSQ MX 32-48	32 リップ9°	48
AQSQ MX-3250	アクアラSQ MX 32-50		50
AQSQ MX-3252	アクアラSQ MX 32-52/54		52/54
AQSQ MX-3256	アクアラSQ MX 32-56/58		56/58

* 上記以外のサイズについては別途お問い合わせ下さい。

販売名: Aquala ライナー 医療機器承認番号: 22300BZX00234000
一般的名称: 人工股関節寛骨臼コンポーネント 高度管理医療機器 (クラスⅢ)



写真はイメージ図です