

VE ソケット



FL-PWタイプ



FLタイプ



STDタイプ

FL-PW(Posterior-Wall) タイプ

内 径	製品名(内径-外径:mm)	商品No.	
22mm	EXL VEソケット FL-PW	22-40	BAMH11-300019
		22-42	BAMH11-300020
		22-44	BAMH11-300021
		22-46	BAMH11-300022
		22-48	BAMH11-300023
		22-50	BAMH11-300024
26mm	EXL VEソケット FL-PW	26-40	BAMH11-300027
		26-42	BAMH11-300028
		26-44	BAMH11-300029
		26-46	BAMH11-300030
		26-48	BAMH11-300031
		26-50	BAMH11-300032

※内径22mm-外径52, 54mm及び内径26mm-外径52, 54mmは、オプションです。
別途お問い合わせください。

FLタイプ

内 径	製品名(内径-外径:mm)	商品No.	
28mm	EXL VEソケット FL	28-40	BAMH11-300041
		28-42	BAMH11-300042
		28-44	BAMH11-300043
		28-46	BAMH11-300044
		28-48	BAMH11-300045
		28-50	BAMH11-300046
32mm	EXL VEソケット FL	32-44	BAMH11-300049
		32-46	BAMH11-300050
		32-48	BAMH11-300051
		32-50	BAMH11-300052

※内径28mm-外径52, 54mm及び内径32mm-外径52, 54mmは、オプションです。
別途お問い合わせください。

STDタイプ

内 径	製品名(内径-外径:mm)	商品No.	
28mm	EXL VEソケット STD	28-40	BAMH11-300007
		28-42	BAMH11-300008
		28-44	BAMH11-300009
		28-46	BAMH11-300010
		28-48	BAMH11-300011
		28-50	BAMH11-300012
32mm	EXL VEソケット STD	32-44	BAMH11-300013
		32-46	BAMH11-300014
		32-48	BAMH11-300015
		32-50	BAMH11-300016

※内径32mm-外径52, 54mmは、オプションです。別途お問い合わせください。

Vitamin E Stabilized
Highly Crosslinked Polyethylene

材質：ビタミンE添加 UHMWPE
一般的名称：人工股関節寛骨臼コンポーネント
エクセルリンクVEソケット [医療機器承認番号：23000BZX00045000]

